


# CROSS

airmix e  
micromolle

GARRO  
DEL  
MOBILI



**airmix** dona una temperatura costante e controllata oltre a garantire una circolazione dell'aria altissima.



**Micromolle** inserite in una struttura curvata che reagiscono alla pressione esercitata dal corpo in modo differenziato, restituendo la spinta adeguata.



**Materiali a densità differenziata** per il sostegno progressivo del corpo e per assecondarlo nelle rotazioni notturne.

## Materasso UTILIZZABILE SU:



**23/26 cm** ca.  
altezza materasso finito variabile  
a seconda del rivestimento (vedi listino)

**22 cm** altezza lastra

**21 kg** peso materasso 80X190

## COMFORT

### PORTANZA



### COMFORT PERCEPITO



## TECHNOLOGY

Lastra composta da **micromolle** inserite in una **struttura curvata** che reagiscono alla pressione esercitata dal corpo in modo differenziato, restituendo la spinta adeguata. lato in **airmix**, distensivo, elastico e traspirante e lato in **memory** automodellante e traspirante.

## MED&CARE

Lastra realizzata con materiali **anallergici** e **antiacaro**. Le caratteristiche tecniche della lastra e i materiali che la compongono la rendono adatta a chi soffre di **problemi posturali, ernie, scarsa circolazione** e **dolori lombari e dorsali**.

## PERSONALIZE

**Curvatura della lastra** ed **elementi a portanza differenziata** per l'adattamento alla posizione di riposo preferita. **Lati differenziati** per due sensazioni di comfort.